

■ キャスト・副木として環境にもお肌にも優しい新素材 ■



軽量・高耐久



SDGS



素材お肌に優しい

低温熱可塑性プラスチックを含浸させたメッシュ素材(生体適合性・吸収性樹脂/ポリカプロラクトン)

ピュアシーネ・キャストの固定方

X-LITE



3D-LITE



固定方法動画



製品カタログ

適用例



X-LITE プラスエッジングテープ

X-LITE フック

チューブ型包帯

バンテージバサミ

Accessories



◆問合せ先◆

グランメイト株式会社

本社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-2-1

TEL:043-202-1788 FAX:043-202-1795

埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県川口市新堀町10-31

TEL:048-280-6616 FAX:048-280-6689



ピュアシーネ・ピュアキャスト

メッシュ型で環境にもお肌にも優しい新素材ののシーネ・キャスト

低温熱可塑性プラスチックを含浸させた
メッシュ素材

3D-LITE™


足首、膝、肘などをしっかり固定
3mm・5mmの2つの厚さがあります

軽量・高耐久

SDGs 素材


お肌に優しい

素材:生体適合性・吸収性樹脂
(ポリカプロラクトン)




綿

樹脂



最大伸縮



最小伸縮

- ▶ 型作製時の手袋・マスク・換気不要
- ▶ 無毒で環境にも医療スタッフ様にも安心・安全
- ▶ 再形成可能なので材料ロスの軽減
- ▶ 通気性も良く濡れてもすぐ乾く

指の骨折や小児の骨折に!

X-LITE®

X-LITE





メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート

特長

- ❖ 70 度℃のお湯で形状付が可能
- ❖ ベタ付きが無い
- ❖ ドライヤー等で形状変更が可能
- ❖ 使いたい分だけ切って使用することができるため、経済的
- ❖ 多色を用意



3D-LITE



特長

- ❖ 70 度℃のお湯で形状付が可能
- ❖ ドライヤー等で形状変更が可能
- ❖ 3mm と 5mm を用意しているので、部位によって使い分けが可能
- ❖ メッシュの大きさを調整することが出来る



メッシュ型ピュアシーネ3D-LITE シート

型 番	商 品 名	規 格	JANコード	届出番号	JMDNコード
647910000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート 青	15cm × 10m	04573514492167	13B3X10268000005号	36204000 (成形型副木)
647920000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート 黒	15cm × 10m	04573514492174	13B3X10268000005号	36204000 (成形型副木)
648970000	メッシュ型ピュアシーネ3D-LITE シート 3 mm	60cm × 90 cm	04573514492297	13B3X10268000005号	36204000 (成形型副木)
648990000	メッシュ型ピュアシーネ3D-LITE シート 5 mm	60cm × 90 cm	04573514492310	13B3X10268000005号	36204000 (成形型副木)
641960000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE フック	5cm × 5m	04573514492211	13B3X10268000001号	—
642350000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス エッジングテープ 白	2.5cm × 4m	04573514492549	13B3X10268000001号	—